

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>CÓD.:</b> FT155-026/00
		<b>FECHA:</b> 09/2022
	<b>GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO ORGANITE ENVASE BLANDO</b>	<b>ANULA A:</b> NA
		Página 1 de 1

REFERENCIA	FORMATO	CÓDIGO EAN 13	CÓDIGO EAN 14
155-026	5l	8436566451130	18436566451137

**DESCRIPCIÓN:** Clasificación según Reglamento de Productos Sanitarios MDR 2017/75: Clase I

El GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO ORGANITE ENVASE BLANDO es de aspecto cristalino. Tiene un excelente poder de conducción de los ultrasonidos. Está exento del efecto “hilo” al dosificarlo, no contiene formaldehído y su particular formulación favorece el movimiento de la sonda haciendo más fácil el trabajo del analista.



El GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO ORGANITE ENVASE BLANDO se produce en condiciones de vacío por esta razón está exento de microburbujas de aire. Es completamente hidrosoluble, inodoro, fácil de limpiar, no mancha y no engrasa. No contiene principios activos que puedan dañar los transductores de la sonda.

### 1.1. CARACTERÍSTICAS

1.1.1. **Capacidad:** Garrafa 5 L, contiene frasco dosificador de 250 ml

1.1.2. **Color:** Transparente, Exento de colorantes

1.1.3. **Composición:** Humectantes, correctores de pH, polímero, conservante derivado de Isotiazolinona, agua osmotizada.

**Libre de látex, de formaldehído, de DEHP (ftalatos) y BPA. No contiene compuestos de origen animal o biológico.**

1.1.4. **Caducidad:** Tres años desde la fecha de fabricación. Indicado en la etiqueta

1.1.5. **Propiedades físico químicas**

pH	Viscosidad
7 ± 0.5	280.000 ± 2.000 cps

1.1.6. **Condiciones de almacenamiento:** GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO ORGANITE ENVASE BLANDO no está sujeto a hidrólisis u oxidación en las condiciones normales de uso, un prolongado envejecimiento a temperaturas cercanas a 70 °C no ha mostrado ninguna alteración.

1.1.7. **Precauciones:** No se han detectado contraindicaciones en pruebas de irritación dérmica. Antes de usar, revisar posible sensibilidad especial del paciente a alguno de los componentes.

SOLO PARA USO EXTERNO.

1.1.8. **Uso principal:** Ecografía, fotodepilación, terapia de ultrasonidos

### 1.2. INFORMACIÓN LOGÍSTICA

REFERENCIA	FORMATO	GARRAFA/CAJA
155-026	5l	4

\*Unidad mínima de venta: 1garrafa, Se sirve en caja individual con un dosificador de 250ml. Cada caja de embalaje contiene 4 cajas individuales

### 1.3. NORMATIVA

- Clasificación según RD 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I.

**Centro de distribución material médico quirúrgico y geriátrico ROANSA SL**

Polígono Industrial Parque Empresarial, Calle de la Minería 16

C.P. 11407 Jerez de la Frontera – Cádiz

Telf.: 956 350 007 – Info@roansasl.es

[www.latiendaroansa.es](http://www.latiendaroansa.es) – [www.roansasl.es](http://www.roansasl.es)

